



Thermo Scientific Eutech Temperaturfühler ECPHWPTM01W

Artikelbilder

Beschreibung

Eutech Temperaturfühler ECPHWPTM01W Eutech bietet ein breites Sortiment an Temperaturfühlern für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Zur Verwendung mit (Geräte): Eutech pH 310/pH 300/PC 300/PC 510 Material: Edelstahl 304 Temperaturbereich (metrisch): 0 °C bis 100 °C Betriebstemperatur (metrisch): 0 °C° bis 100 °C° Typ: Temperaturfühler Durchmesser (metrisch) Körper: Schaft: 3 mm, Griff: 12 mm Länge (metrisch): Schaft: 84 mm-Griff: 75 mm Anschlussypen: 6-polig Länge (metrisch) Kabel: 1 m Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-6000
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

