



Thermo Scientific F1-ClipTip™ GLP-Kits

Artikelbilder



Beschreibung

F1-ClipTip™ GLP-Kits Für größtmögliche Zweckmäßigkeit stellen wir ein Sortiment zusammen, das eine Auswahl an F1-ClipTip Pipetten unterschiedlicher Volumina mit kompatiblen ClipTip Pipettenspitzen enthält, und zusätzlich einen praktischen Pipettenständer zur optimalen Ausführung von Pipettiervorgängen im Labor. Kompatible Spitzen: ClipTip Spitzen: 20, 200, 1000
Beschreibung: F1-ClipTip GLP Kit 1: 1-10micro;L, 10-100 micro;L and 100-1000 micro;L Anzahl Kanäle: 1 Volumen (metrisch): 1 to 1000 micro;L Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0247
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

