



Thermo Scientific Forma™ Innentür-Kits

Artikelbilder

Beschreibung

Forma™ Innentür-Kits Verringern Sie mit den werksseitig installierten Thermo Scientific™ Forma™ Innentür-Kits für Ihren Ultratiefkühlschrank den Temperaturverlust beim Öffnen der Tür und verkürzen Sie so die Temperaturerholzeit. Temperaturbereich: -86 °C Kapazität (angloamerikanisch): 17,3 cu. ft. Kapazität (metrisch): 489,8 L Oberflächenbehandlung außen: Pulverbeschichteter Stahl Zur Verwendung mit (Geräte): Forma 8600 und 900 Serie , 17,3 cu . ft. Pfosten Typ: Ultra-Low Freezer Inner-Door No. of Doors: 5 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-0264
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

