



Thermo Scientific Füllstandüberwachung (Kryolagerung)

Artikelbilder

Beschreibung

Füllstandüberwachung (Kryolagerung) Zur Verwendung mit Thermo Scientific Locator und Locator Plus Kryolagerung. Beschreibung: Level-Anzeige Spannung: 100/240 V Zur Verwendung mit (Geräte): Locator 8 Plus Typ: LN2 Measuring Device Überwachungsoptionen: Alarm Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3649
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

