



Thermo Scientific Klebefolien

Artikelbilder

Beschreibung

Klebefolien Verringern Sie Ihre Kosten pro Platte bei durchsatzstarken Anwendungen mit diesen Klebefolien, die ein automatisiertes Format für eine effiziente Abdichtung aufweisen. Beschreibung: Adhesive PCR Film – selbstklebender PCR-Film Material: Polyethylen Typ: Adhesive PCR Film – selbstklebender PCR-Film Zur Verwendung mit (Anwendung): Zur Probenlagerung, Thermocycling mit Deckel Haftmittel: Ja Durchstechbar: Ja Temperaturbereich (metrisch): -20 °F bis +120 °C Plate Compatibility: 96-Well Platten, 384-Well Platten Zur Verwendung mit: Das Dichtmittel Seal-it 100. Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TA-0469
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

