




## Thermo Scientific Kryoboxen

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Kryoboxen Erfüllen Sie jeden Bedarf und jedes Budget mit den Thermo Scientific Kryoboxen. Beschreibung: Polycarbonat, 132 x 132 x 78mm Bauweise/Design: Nunc Polycarbonat MAX -100 CryoStore Boxen Form: Square Typ: Cryo Box Aufnahmevermögen: 100 ( 3,6 ml Fläschchen ) Menge: 4/Pk., 24/Cs. Röhren-Array: 10 x 10 Abmessungen (L x B x H): 132 x 132 x 78 mm (5.25 x 5.25 x 3.063 in.) Länge (angloamerikanisch): 5.25 in. Breite (angloamerikanisch): 5.25 in. Höhe (angloamerikanisch): 3063 in. Höhe (metrisch): 78 mm Unit Size: Case of 24

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	FE-0635
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	2900341483

