




Thermo Scientific Kryoboxen

Artikelbilder



Beschreibung

Kryoboxen Erfüllen Sie jeden Bedarf und jedes Budget mit den Thermo Scientific Kryoboxen. Beschreibung: Karton, 132 x 132 x 51 mm Bauweise/Design: Nunc Kartonschachteln Material: Cardboard Form: Quadratisch Typ: Cryo Box Aufnahmevermögen: 81 (1.0 bis 1.8 ml Fläschchen) Menge: 48/Pk., 48/Cs. Röhren-Array: 9 x 9 Abmessungen (L x B x H): 5.32 x 5.32 x 2.17 in. (132 x 132 x 51 mm) Länge (angloamerikanisch): 5.32 in. Länge (metrisch): 132 mm Breite (angloamerikanisch): 5.32 in. Breite (metrisch): 132 mm Höhe (angloamerikanisch): 2.17 in. Höhe (metrisch): 51 mm Unit Size: Case of 48

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0694
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

