



Thermo Scientific Kryoboxen

Artikelbilder

Beschreibung

Kryoboxen Für den Gebrauch bei der Thermo Scientific CryoPlus LN2-Kryokonservierung Beschreibung: 2.0 in., includes 40-cell divider Kapazität (angloamerikanisch): 0,0001 cu. ft. Kapazität (metrisch): 5 mL Zur Verwendung mit (Geräte): CryoPlus 1,2,3,4 Typ: Fiberboard Box Aufnahmevermögen: Kryogene Boxen Material: Edelstahl (Box), Polycarbonat (Box), Kunststoff Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-0741
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

