



Thermo Scientific LN2 Zylinder-Rollenuntergestell

Artikelbilder

Beschreibung

LN 2 Zylinder-Rollenuntergestell Das Thermo Scientific LN2 Zylinder-Rollenuntergestell ermöglicht das einfache Transportieren kryogener Lagertaparren für den Einsatz mit dem Thermo Scientific Modell 8120 Versorgungsbehälter. Beschreibung: LN2 Zylinder-Rollenuntergestell Zur Verwendung mit (Geräte): LNsub2/sub Vorrattanks Typ: LNsub2/sub Tankrollen-Untergestell Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-0737
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

