



Thermo Scientific Merlin™ Umwälzkühler

Artikelbilder

Beschreibung

Merlin™ Umwälzkühler Sparen Sie wertvollen Platz mit den kompakten Merlin Kühlungsgeräten für niedrige Temperaturen, die eine kontinuierliche Versorgung zwischen 1000 und 4300 W Kühlkapazität für kritische Applikationen bieten. Beschreibung: M75 LR 230/60 T1 Pumpenkapazität: 3.5 @ 60 psi (13.0 @ 4.2 bar) Kältemittel: R134A Temperaturstabilität: plusnm;0.1deg;C
Zertifizierung/Konformität: CE marked/UL listed Kühlleistung: Up to 2,156 watts Elektrische Anforderungen: 230 V 60 Hz Pumpentyp: T1 (Turbine Pump) Temperaturbereich: -15deg;C to +35deg;C Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-5448
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

