



## Thermo Scientific Nunc™ Dichtungsbänder

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Nunc Dichtungsbänder Minimieren Sie Verdunstung und schützen Sie Proben mit dem Thermo Scientific Nunc Dichtungsband, das sich ideal für alle Assay-Anwendungen eignet, vor Kontaminationen und Auslaufen. Beschreibung: Schafft eine Schutzbarriere gegen Kontamination Typ: Folie, Dichtung oder Applikator Anzahl Wells: 96 Anzahl pro Karton: 50 Anzahl pro Packung: 50 Zur Verwendung mit (Anwendung): Belüftung und Lagerung von Bakterien-/Zellkulturen Produktlinie: ABgene Haftmittel: Gasdurchlässige Versiegelung Durchstechbar: Nicht durchstechbar Temperaturbereich (metrisch): -20 °C° bis +80 °C° Plate Compatibility: Alle Zur Verwendung mit: Wird in Verbindung mit Thermo Scientific Lagerungsplatten verwendet; 250050, 4110-11 Inkubationsbedingungen: Allgemein Abziehbar: Ja Breathable: Ja

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	AG-0012
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

