



Thermo Scientific Nunc™ Dichtungsbänder

Artikelbilder

Beschreibung

Nunc Dichtungsbänder Minimieren Sie Verdunstung und schützen Sie Proben mit dem Thermo Scientific Nunc Dichtungsband, das sich ideal für alle Assay-Anwendungen eignet, vor Kontaminationen und Auslaufen. Beschreibung: SEALING TAPE WHITE RAYON Material: ray ACRYLATE Typ: Folie, Dichtung oder Applikator Anzahl pro Karton: 50 Anzahl pro Packung: 50 Zur Verwendung mit (Anwendung): Atmungsaktiv Produktlinie: Nunc™ Haftmittel: Druckempfindlich Zertifiziert RNase-/DNase-frei: Ja Durchstechbar: Nein Temperaturbereich (metrisch): -20 °C° bis +80 °C° Plate Compatibility: 96-Well Platten, 384-Well Platten Zur Verwendung mit: 250050, 4110-11 Inkubationsbedingungen: General Abziehbar: Yes Breathable: Yes Unit Size: Case of 50

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|-------------------|
| Art.-Nr. | FE-0429 |
| Hersteller (Marke) | Thermo Scientific |

