



## Thermo Scientific Nunc™ Dichtungsbänder

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Nunc Dichtungsbänder Minimieren Sie Verdunstung und schützen Sie Proben mit dem Thermo Scientific Nunc Dichtungsband, das sich ideal für alle Assay-Anwendungen eignet, vor Kontaminationen und Auslaufen. Beschreibung: AMPLIFIKATIONS BAND Material: Polyolefin/Acrylat Typ: Folie, Dichtung oder Applikator Anzahl pro Karton: 100 Anzahl pro Packung: 100 Zur Verwendung mit (Anwendung): PCR, Fluoreszenz-Assays, Mikroskopie Produktlinie: Nunc™ Haftmittel: Druckempfindlich Zertifiziert RNase-/DNase-frei: Ja Durchstechbar: Nein Temperaturbereich (metrisch): -70 °C° bis +100 °C° Plate Compatibility: 96-Well-Platten, 384-Well-Platten Zur Verwendung mit: 250050, 4110-11 Inkubationsbedingungen: Allgemein Abziehbar: Ja Fluoreszenz: Geringe Autofluoreszenz Unit Size: Case of 100

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	FE-0366
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	2900232702

