



Thermo Scientific Nunc™ Dichtungsbänder

Artikelbilder

Beschreibung

Nunc Dichtungsbänder Minimieren Sie Verdunstung und schützen Sie Proben mit dem Thermo Scientific Nunc Dichtungsband, das sich ideal für alle Assay-Anwendungen eignet, vor Kontaminationen und Auslaufen. Beschreibung: SEALING TAPE ADV POLYOLEFIN Material: Polyethylen-Silikon Typ: Folie, Dichtung oder Applikator Anzahl pro Karton: 100 Anzahl pro Packung: 100 Zur Verwendung mit (Anwendung): Q-PCR, Mikroskopie, niedrigste Fluoreszenz Produktlinie: Nunc™ Haftmittel: Druckempfindlich Zertifiziert RNase-/DNase-frei: Nein Durchstechbar: Nein Temperaturbereich (metrisch): -70 °C° bis +100 °C° Plate Compatibility: 96-Well Platten, 384-Well Platten Zur Verwendung mit: 250050, 4110-11 Solvent Or Alcohol Resistant: DMSO; Ethanol; Acetylnitrile; Methanol; Isopropanol Inkubationsbedingungen: General Abziehbar: Yes Fluoreszenz: Low Autofluorescence Unit Size: Case of 100

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0386
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	2900235307

