



Thermo Scientific Nunc™ Dichtungsbänder

Artikelbilder

Beschreibung

Nunc Dichtungsbänder Minimieren Sie Verdunstung und schützen Sie Proben mit dem Thermo Scientific Nunc Dichtungsband, das sich ideal für alle Assay-Anwendungen eignet, vor Kontaminationen und Auslaufen. Beschreibung: Sealing Tape, Polyester, Clear, Roll Material: Polyester/Acryl Typ: Folie, Dichtung oder Applikator Anzahl pro Karton: 1000 Anzahl pro Packung: 1000 Zur Verwendung mit (Anwendung): Bequemer Rollendispenser, Mehrzweck Produktlinie: Nunc™ Haftmittel: Druckempfindlich Zertifiziert RNase-/DNase-frei: Ja Durchstechbar: Nein Temperaturbereich (metrisch): -20 °C° bis +100 °C° Plate Compatibility: 96-Well Platten, 384-Well Platten Verdunstungsbarriere: Minimizes evaporation and cross contamination Zur Verwendung mit: 250050, 4110-11 Inkubationsbedingungen: General Abziehbar: Yes Unit Size: Case of 1000

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0396
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	2900236707

