



## Thermo Scientific Nunc™ Dichtungsbänder

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Nunc Dichtungsbänder Minimieren Sie Verdunstung und schützen Sie Proben mit dem Thermo Scientific Nunc Dichtungsband, das sich ideal für alle Assay-Anwendungen eignet, vor Kontaminationen und Auslaufen. Beschreibung: Weißer Rayon-Dichtungs-Klebestreifen, RNase- und DNase-frei Material: Rayon/Acrylat Typ: Film, Dichtung oder Applikator Anzahl pro Karton: 50 Anzahl pro Packung: 20 Zur Verwendung mit (Anwendung): Luftdurchlässig, Zellkultur Produktlinie: Nunctrade; Haftmittel: Druckempfindlich Zertifiziert RNase-/DNase-frei: Nein Durchstechbar: Ja Temperaturbereich (metrisch): -20 °C° bis +80 °C° Plate Compatibility: 96-Well Platten, 384-Well Platten Zur Verwendung mit: 250050, 4110-11 Inkubationsbedingungen: Allgemein Abziehbar: Ja Breathable: Ja Unit Size: Case of 50

### Zusätzliche Informationen

---

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Art.-Nr.           | FE-0406           |
| Hersteller (Marke) | Thermo Scientific |

