



Thermo Scientific Nunc™ Dichtungsbänder

Artikelbilder

Beschreibung

Nunc Dichtungsbänder Minimieren Sie Verdunstung und schützen Sie Proben mit dem Thermo Scientific Nunc Dichtungsband, das sich ideal für alle Assay-Anwendungen eignet, vor Kontaminationen und Auslaufen. Farbe: Hochtransparent Beschreibung: Polyvinylidenchlorid-beschichtetes Polypropylen mit Acryl-Kleber Typ: Folie, Dichtung oder Applikator Anzahl pro Karton: 100 Anzahl pro Packung: 100 Zur Verwendung mit (Anwendung): Für Kristallographie und Genotypisierung Produktlinie: ABgene Haftmittel: Druckempfindlich Durchstechbar: Ja Temperaturbereich (metrisch): -40 °C° bis +80 °C° Plate Compatibility: Alle Zur Verwendung mit: 250050, 4110-11 Inkubationsbedingungen: Allgemein Abziehbar: Ja Unit Size: Case of 100

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	AG-0007
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

