



Thermo Scientific Nunc™ Dichtungsbänder

Artikelbilder

Beschreibung

Nunc Dichtungsbänder Minimieren Sie Verdunstung und schützen Sie Proben mit dem Thermo Scientific Nunc Dichtungsband, das sich ideal für alle Assay-Anwendungen eignet, vor Kontaminationen und Auslaufen. Beschreibung: Sealing Tape Black Vinyl 50/cs Material: Vinyl -Acrylat Typ: Folie, Dichtung oder Applikator Anzahl pro Karton: 50 Anzahl pro Packung: 50 Zur Verwendung mit (Anwendung): Für Deckel oder Boden der Platte, photoempfindliche Proben Produktlinie: Nunc™ Haftmittel: Druckempfindlich Zertifiziert RNase-/DNase-frei: Nein Durchstechbar: Nein Temperaturbereich (metrisch): -40 °C° bis +80 °C° Plate Compatibility: 96-Well Platten, 384-Well Platten Zur Verwendung mit: 250050, 4110-11 Inkubationsbedingungen: General Abziehbar: Yes Fluoreszenz: Low Autofluorescence Unit Size: Case of 50

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0395
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	2900236703

