



## Thermo Scientific Nunc™ Dichtungsbänder

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Nunc Dichtungsbänder Minimieren Sie Verdunstung und schützen Sie Proben mit dem Thermo Scientific Nunc Dichtungsband, das sich ideal für alle Assay-Anwendungen eignet, vor Kontaminationen und Auslaufen. Farbe: weiß Beschreibung: Sealing Tape Wht Vinyl Acrylic Adhes Material: Polyesteracrylat Typ: Folie, Dichtung oder Applikator Anzahl pro Karton: 50 Anzahl pro Packung: 50 Zur Verwendung mit (Anwendung): Undurchsichtig; Lumineszenz-Assay; Boden der Mikrotiterplatte Produktlinie: Nunc™ Haftmittel: Druckempfindlich Zertifiziert RNase-/DNase-frei: Nein Durchstechbar: Nein Temperaturbereich (metrisch): -40 °C° bis +80 °C° Plate Compatibility: 96-Well Platten, 384-Well Platten Zur Verwendung mit: 250050, 4110-11 Inkubationsbedingungen: General Abziehbar: Yes Unit Size: Case of 50

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	FE-0392
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

