



Thermo Scientific Nunc™ Dichtungsbänder

Artikelbilder

Beschreibung

Nunc Dichtungsbänder Minimieren Sie Verdunstung und schützen Sie Proben mit dem Thermo Scientific Nunc Dichtungsband, das sich ideal für alle Assay-Anwendungen eignet, vor Kontaminationen und Auslaufen. Typ: Folie, Dichtung oder Applikator Anzahl pro Karton: 2 Anzahl pro Packung: 2 Zur Verwendung mit (Anwendung): Handapplikator für gleichmäßige Abdichtung Produktlinie: Nunc™ Haftmittel: Druckempfindlich Zertifiziert RNase-/DNase-frei: Nein Durchstechbar: Nein Plate Compatibility: 96-Well Platten, 384-Well Platten Unit Size: Case of 2

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0444
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	290025005

