



Thermo Scientific Nunc™ Replication System

Artikelbilder

Beschreibung

Nunc Replication System Übertragen Sie kleinste Materialmengen von Platte zu Platte oder replizieren Sie komplette DNA-Bibliotheken mit dem Thermo Scientific Nunc Replikationssystem. Abmessungen (L x B x H): 121,6 x 83,3 x 135,4 cm (4,79 x 3,28 x 5,33 in.)
Material: Eloxiertes Aluminium mit Edelstahlnadeln Typ: Nunctrade; Replikationssystem Höhe (metrisch): 135,4 mm Länge (angloamerikanisch): 4,79 in. Länge (metrisch): 121,6 mm Höhe (angloamerikanisch): 5,33 in. Anzahl pro Karton: 1 Anzahl pro Packung: 1 Breite (angloamerikanisch): 3,28 in. Breite (metrisch): 83,3 mm Plate Compatibility: 96-Well-Platte, 384-Well-Platte Zur Verwendung mit: 96 Wells Format: 96 Nadeln Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0446
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	290025052

