



Thermo Scientific Nunc™™ MicroWell™ MiniTrays

Artikelbilder

Beschreibung

Nunc™ MicroWell™ MiniTrays Mehr Platz in den Gefriergeräten und Inkubatoren mit Nunc MicroWell MiniTrays, die dank ihrer optischen Durchlässigkeit mit Inversionsmikroskopen verwendet werden können. Verschluss inklusive: Ja Verschlussmaterial: Polystyrene Beschreibung: MicroWell MiniTray für serologische Anwendungen Form: Rechteckig Oberflächenbehandlung: Nunclon Delta Typ: Tablett Wellanzahl: 60 Zur Verwendung mit (Anwendung): For serological applications Enthält: Lid Anzahl pro Karton: 100 Anzahl pro Packung: 10 Länge (metrisch): 84 mm Höhe (metrisch): 59 mm Unit Size: Case of 100

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0806
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	2900439225

