



Thermo Scientific Orion Elektroden-Verlängerungskabel

Artikelbilder

Beschreibung

Orion Elektroden-Verlängerungskabel Verlängern Sie die Länge eines Elektrodenkabels um 15 (4.57 m), wenn Sie die Thermo Scientific Orion Elektroden-Verlängerungskabel verwenden. Anschlussstypen: BNC-Anschluss Beschreibung: 15 Fuß (4,60 m) Verlängerungskabel, BNC-Anschluss Länge (angloamerikanisch) Kabel: 15 ft. Länge (metrisch) Kabel: 4.57 m Zur Verwendung mit (Geräte): Messgeräte und Sonden mit BNC-Anschlüssen Typ: Elektroden-Verlängerungskabel Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2844
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

