



Thermo Scientific Orion Gassensitive ISE-Membranen

Artikelbilder

Beschreibung

Orion Gassensitive ISE-Membranen Wählen Sie aus losen oder vormontierten Membranen für eine einfache Handhabung mit Thermo Scientific Orion Gas-Sensing ISE-Membranen. Beschreibung: Gassensitive ISE-Membran Zur Verwendung mit (Geräte): Hochleistungs-Ammoniakelektrode 9512HPBNWP, 9512HP Typ: Gassensitive ISE-Membran Unit Size: Pack of 20

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3017
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

