



## Thermo Scientific Orion Gelöstsauerstoff-/BSB-Sonde

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Orion Gelöstsauerstoff-/BSB-Sonde Die Thermo Scientific Orion Gelöstsauerstoff-/BSB-Sonde macht aus jedem pH-Meter ein Gelöstsauerstoff-Messgerät. Beschreibung: Membrane/Electrolyte Module, 1 pre-filled membrane cap for 970899WP, 970800 Arten von Sensoren: Polarographische Gelöstsauerstoffsonde Zur Verwendung mit (Geräte): Sonde für gelösten Sauerstoff/BOD Typ: Zubehör für DO/BOD-Sonden Dissolved Oxygen (Concentration Range): 0 bis 14 ppm Betriebstemperatur (metrisch): 15 °C° bis 35 °C° Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-3042
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

