



Thermo Scientific Orion Nitrat-Elektroden

Artikelbilder

Beschreibung

Orion Nitrat-Elektroden Die Thermo Scientific Orion 9307BNWP und Orion 9707BNWP Ionplus Nitrat-Elektroden ermöglichen die einfache, genaue und kostengünstige Messung von Nitrat in wässrigen Lösungen. Anschlussstypen: BNC-Anschluss Beschreibung: Halbzellenelektrode für Nitrat mit wasserfestem BNC-Verbindungsstück Abweichung: Driftfreie Potenziale Diaphragma: Sure-Flow™ Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für Stabilität Zur Verwendung mit (Geräte): ISE-Messgeräte Typ: Ionenselektive Kombinationselektrode Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2953
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

