



Thermo Scientific Orion Pulverchemikalienpacks

Artikelbilder

Beschreibung

Orion Pulverchemikalienpacks Thermo Scientific Orion Pulverchemikalienpacks sind schnell auflösende kostengünstige Reagenzien, die mit dem AQ4000 und Photometern anderer Hersteller verwendet werden können. Methoden mit EPA-Zulassung: Drinking Water: Standard Methods 4500-Cl G / ATP EPA-approved Orion Method AC4P72; Wastewater: Standard Methods 4500-Cl G-2000 / ATP EPA-approved Orion Method AC4P72 Format: Powder Pack Menge: 100 tests Empfohlenes Zubehör: AQUAfast 24mm round vials (Cat. No. AC2V24) Zur Verwendung mit: Orion AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometers, Orion AQUAfast AQ4000 Colorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 Colorimeter Enthält: 100 Chlorine Total-DPD Powder Packs Artikelbeschreibung: AQUAfast chlorine (total) reagent powder packs, 100 tests Typ: Chlor (gesamt) Bereich: 0.02 to 2mg/L Cl₂ Testmethode: DPD Beschreibung: AQUAfast chlorine (total) reagent powder packs, 100 tests Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3220
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

