



Thermo Scientific Orion Pulverchemikalienpacks

Artikelbilder

Beschreibung

Orion Pulverchemikalienpacks Thermo Scientific Orion Pulverchemikalienpacks sind schnell auflösende kostengünstige Reagenzien, die mit dem AQ4000 und Photometern anderer Hersteller verwendet werden können. Methoden mit EPA-Zulassung: Drinking Water: ASTM D516-07 / Standard Methods 4500-SOsub4/subsup2-/sup E; Wastewater: ASTM D516-07 / Standard Methods 4500-SOsub4/subsup2-/sup E Format: Powder Pack Menge: 100 tests Empfohlenes Zubehör: AQUAfast 24mm round vials (Cat. No. AC2V24) Zur Verwendung mit: Orion AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometers, Orion AQUAfast AQ4000 Colorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 Colorimeter Enthält: 100 Sulfate Powder Packs Artikelbeschreibung: AQUAfast sulfate reagent powder packs, 100 tests Typ: Sulfate Bereich: 2 bis 100 mg / l Testmethode: Bariumsulfate-Turbidity Beschreibung: Sulfat 4 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3223
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

