



## Thermo Scientific Orion Pulverchemikalienpacks

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Orion Pulverchemikalienpacks Thermo Scientific Orion Pulverchemikalienpacks sind schnell auflösende kostengünstige Reagenzien, die mit dem AQ4000 und Photometern anderer Hersteller verwendet werden können. Format: Powder Pack Menge: 100 tests  
Empfohlenes Zubehör: AQUAfast 24mm round vials (Cat. No. AC2V24) Zur Verwendung mit: Orion AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometers, Orion AQUAfast AQ4000 Colorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 Colorimeter Enthält: 100 Iron TPTZ Powder Packs  
Artikelbeschreibung: Bügeleisen, TPTZ Typ: Eisen (gesamt) Bereich: 0,02 bis 1,8 mg / L Testmethode: TPTZ Beschreibung: Bügeleisen, TPTZ Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-3222
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

