



## Thermo Scientific Orion Pulverchemikalienpacks

### Artikelbilder

### Beschreibung

Orion Pulverchemikalienpacks Thermo Scientific Orion Pulverchemikalienpacks sind schnell auflösende kostengünstige Reagenzien, die mit dem AQ4000 und Photometern anderer Hersteller verwendet werden können. Format: Powder Pack Menge: 100 tests Empfohlenes Zubehör: AQUAfast 24mm round vials (Cat. No. AC2V24) Zur Verwendung mit: Orion AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometers, Orion AQUAfast AQ4000 Colorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 Colorimeter Enthält: Set of 3: 100 Molybdenum HR1 Powder Packs, 100 Molybdenum HR2 Powder Packs, 100 Molybdenum HR3 Powder Packs Typ: Molybdate/Molybdenum Bereich: 0,3 bis 66 mg / L Testmethode: Mercaptoacetic Acid Beschreibung: AQUAfast molybdate reagent powder packs, 100 tests Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Art.-Nr.           | LD-3214           |
| Hersteller (Marke) | Thermo Scientific |

