



Thermo Scientific Orion™ AQ4500 Trübungsmessgerät

Artikelbilder

Beschreibung

Orion™ AQ4500 Trübungsmessgerät Nutzen Sie die doppelte LED-Lichtquelle und die gemäß US EPA-Testvorschriften zugelassenen Trink-/Abwassermethoden, die sich Ihnen durch das Thermo Scientific™ Orion™ AQ4500 Trübungsmessgerät bieten Lichtquelle: LED, mehrfach Produkttyp: Trübungsmessgerät Automatische Bereichswahl: Ja Akkulaufzeit: 2500 h Beschreibung: RS232 cable for method uploads and data downloads in AQ4000/AQ4500 Methoden mit EPA-Zulassung: 180,1 Methoden mit ISO-Zulassung: ISO 7027 Zertifizierung/Konformität: US EPA approval for Drinking Water Reporting per 40 CFR Part 141, vol. 74, no. 147, Monday, August 3, 2009. Rules and regulations pg 38351-38356.EPA 180.1 and ISO 7030 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3254
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

