



Thermo Scientific Owl A1 Großgelsystem

Artikelbilder

Beschreibung

Owl A1 Großgelsystem Thermo Scientific Owl A1 Großgelsysteme besitzen die kleinste Stellfläche bei den Großformatgeräten und eignen sich ideal für detaillierte RNA/DNA-Analysen. Produktlinie: Owltrade; Zertifizierung/Konformität: CE-Kennzeichnung
Beschreibung: Complete system with buffer exchange ports Abmessungen (L x B x H): 14.8 x 8.5 x 4.3 in. (37.5 x 21.5 x 11 cm) Typ: Large, w/Buffer Exchange Ports Höhe (angloamerikanisch): 4.3 in. Länge (angloamerikanisch): 14.8. Länge (metrisch) Gel: 25cm Probengröße: 8 A bis 150 Puffervolumen (metrisch): 1.6L Breite (angloamerikanisch): 8,5 Zoll Breite (metrisch) Gel: 13cm Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3077
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

