



Thermo Scientific Reinstwasser-Verteilerblocks

Artikelbilder

Beschreibung

Reinstwasser-Verteilerblocks Verwenden Sie Thermo Scientific Reinstwasser-Verteilerblocks mit Ihren Ionenaustauscher-Anlagen.
Beschreibung: Distribution manifold: 1 inlet, 2 outlets Einlassanschluss NPTF (angloamerikanisch): 1 x R 3/4 in. union nut; 2 x R3/4 in. male thread Zur Verwendung mit (Geräte): SDI-Systeme Typ: Ultra Pure Wasserverteiler Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-1376
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

