



Thermo Scientific Smart-Vue Alarm

Artikelbilder

Beschreibung

Smart-Vue Alarm Ersetzt die Verwendung eines analogen USB-Modells für die Ausgabe von drahtlosen Smart-Vue Überwachungsalarmen über Sprache und/oder SMS. Alarmtypen: Sprache und SMS Displaytyp: Kein Display Software Type: SmartVue Server, SmartVue Client Version 2.2 Beschreibung: Smart-Vue Alarm, 51-100 Sensoren Kalibrierung: Nicht kalibriert Produkttyp: Smart-Vue Alarm Typ: Drahtlose Überwachung Voraussetzungen: 36-monatige Softwarelizenz erforderlich, um eine unbegrenzte Anzahl von Text- und Sprachanrufenachrichtigungen zu senden. Lizenz basiert auf der Anzahl der Sensoren (Doppelmodule zählen als 2 Sensoren). Erfordert SmartVueServer/SmartVue Client ab Version 2.2. Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-5052
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

