



Thermo Scientific SuperNuova, Heizplatten-Serie

Artikelbilder

Beschreibung

SuperNuova Heizplatten-Serie Zuverlässige Leistung und bewährte Sicherheit bei einfacher Anwendung. Typ: Heizplatten
Zertifizierung/Konformität: Analysenzertifikat (COA) Dimensions (LxWxH): 7,25 x 7,25 in. Steckertyp: EU Steckertyp: UK Steckertyp:
AUS Steckertyp: CHN Form: Square Warranty: 3 Jahre Deckplattenmaterial: Aluminium Größe: 7.25 x 7.25 Zoll Temperatur (metrisch):
300 deg;C (Max. Temperatur) Höhe (angloamerikanisch): 3.8 in. Länge (angloamerikanisch): 13 in. Gewicht (angloamerikanisch):
10.6 lbs. Breite (angloamerikanisch): 8.2 in. Gewicht (metrisch): 4.8 kg Elektrische Anforderungen: 230 V, 50/60 Hz Frequenz:
50/60 Hz Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-4109
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

