



Thermo Scientific Teleshake Magnetschüttelsystem

Artikelbilder

Beschreibung

Teleshake Magnetschüttelsystem Nutzen Sie leistungsstarke Schüttelanwendungen mit 100 bis 2000 U/min mit diesem ferngesteuerten, verschleißfreien magnetischen Schüttelsystem. Artikelbeschreibung: Teleshake without control unit Geschwindigkeit: 100 to 2,000rpm Spannung: No control unit Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-1282
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

