



Thermo Scientific Temperaturregler mit Heißgasbypass

Artikelbilder

Beschreibung

Temperaturregler mit Heißgasbypass Für den Gebrauch mit Thermo Scientific CryoPlus LN 2 Kryokonservierungssystemen.
Beschreibung: 1447L ; 230V 50Hz ; UK-Stecker Spannung: 120/220 V Zur Verwendung mit (Geräte): CryoPlus 1,2,3,4 Typ: Factory-
Installed Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-0255
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

