



Thermo Scientific Thermo-Flask™ Flüssigstickstoff-Tischbehälter

Artikelbilder

Beschreibung

Thermo-Flask™ Flüssigstickstoff-Tischbehälter Maximieren Sie die Kältemittelretention durch Einsatz von Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ Flüssigstickstoff-Tischbehältern mit Innengefäßen aus Borosilikatglas. Beschreibung: Ohne Deckel und Griff Kapazität (angloamerikanisch): 0,035 cu. ft. Kapazität (metrisch): 1 l Versandgewicht (angloamerikanisch): 8 lb. Versandgewicht (metrisch): 3.6 kg Durchmesser (metrisch): 160 mm Oberflächenbehandlung außen: Edelstahl Innendurchmesser (metrisch) Hals: 130mm Typ: Tischbehälter LNsub2/sub Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-0297
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

