



## Thermo Scientific ThermoChill I Umlaufkühler

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

ThermoChill I Umlaufkühler Erleben Sie eine zuverlässige Temperatursteuerung von Flüssigkeiten mit einer Kühlleistung von bis zu 700 W/2391 BTU. Die innovative Bauweise von ThermoChill I maximiert die Zuverlässigkeit des Produkts. Beschreibung: ThermoChill I LR, 230 V/50 Hz, PD-1 RS232 Kältemittel: R134A Temperatur (Sollwert): -10 °C° bis +30 °C° Temperaturstabilität: plusnm; 0,1 °C Zertifizierung/Konformität: CE-Kennzeichnung/UL-gelistet Communications: Keine Kühlleistung: Bis zu 600 Watt Flussrate: 1,2 gpm bei 60 psid (4,5 l/min bei 4,1 bar) Pumpentyp: PD1 (Verdrängerpumpe) Temperaturbereich: -10 °C° bis +30 °C° Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-5438
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

