



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Thermo Scientific Tischkühlbehälter

**296,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Tischkühlbehälter Schützen Sie Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen, indem sie die Tiefkühltemperaturen mit dem Tischkühlbehälter auch auf dem Labortisch beibehalten. Array: 4 x 5 Bauweise/Design: Ohne Füllung/durchsichtiger Deckel Gehaltene Temp., Stunden: Stunden,Stunden,It;-15deg;C, 1 Kapazität (metrisch): 0,2 ml bis 0,5 ml Aufnahmevermögen: 20 (0,2 bis 0,5 ml-Röhrchen) Temperaturbereich: -20 °C Typ: Tischkühlbehälter Höhe (metrisch): 133 mm Höhe (angloamerikanisch): 8.25 in. Länge (metrisch): 226 mm Länge (angloamerikanisch): 8.94 in. Breite (metrisch): 165 mm Breite (angloamerikanisch): 6,5 Zoll Abmessungen (L x B x H): 8.94 x 6.5 x 8.25 in. (226 x 165 x 133 mm) Beschreibung: 4x5 Kammern, - 20 Grad Unit Size: Each

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	FE-0671
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	2900355501
Transporttemperatur	Raumtemperatur

