



Thermo Scientific Transfergefäß Entnahmegerät

Artikelbilder

Beschreibung

Transfergefäß Entnahmegerät Thermo Scientific Transfergefäß-Entnahmegeräte dienen zum einfachen Dispensieren ohne Gießen.
Beschreibung: LN2 Entnahmevorrichtung 8l/min Kapazität (angloamerikanisch): 1,05 cu. ft. Kapazität (metrisch): 30 L Zur
Verwendung mit (Geräte): Thermo 10 Typ: LN2 Withdrawal Device Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3552
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

