



Thermo Scientific Transfergefäß-Fahrgestelle

Artikelbilder

Beschreibung

Transfergefäß-Fahrgestelle Thermo Scientific Transfergefäß-Fahrgestelle sind einstellbar und dienen zum sicheren und einfachen Transport von Lab Dewars. Beschreibung: Adjustable Cart Zur Verwendung mit (Geräte): LN2 Transferbehälter Typ: LN2 Transfer Vessel Cart Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3554
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

