



Thermo Scientific Transparente Immuno Standardmodule

Artikelbilder

Beschreibung

Transparente Immuno Standardmodule Für Anwendungen, die Well-zu-Well-Reproduzierbarkeit erfordern, dienen die transparenten Immuno Standardmodule. Hergestellt für Standardausrüstung. BreakApart: No Bindungseigenschaft: Leicht hydrophil Boden: Flat Zertifizierung/Konformität: Certified for adsorption of IgG; CV of It;5% between wells Format: Streifenplatte Deckel: Mit Deckel Nachweisverfahren: Colorimetric Verpackung: Innenpackungen mit je 10 Binding Type: Adsorption Produkttyp: Rahmen Volumen (metrisch) Well: 400 µl Anzahl Wells: 96 Oberflächenbehandlung: MediSorp Wellform: Rund Anzahl pro Karton: 60 Anzahl pro Packung: 10 Plattenblockierung: None Menge: 60/Cs. Zielmolekül: Proteins Wellformat: F8 Unit Size: Case of 60

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0843
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

