



Thermo Scientific Transparente Immuno Standardmodule

Artikelbilder

Beschreibung

Transparente Immuno Standardmodule Für Anwendungen, die Well-zu-Well-Reproduzierbarkeit erfordern, dienen die transparenten Immuno Standardmodule. Hergestellt für Standardausrüstung. BreakApart: No Bindungseigenschaft: Hydrophil Boden: Flat Zertifizierung/Konformität: Certified for adsorption of IgG; CV of It;5% between wells Format: Standard Deckel: Mit Deckel Nachweisverfahren: Colorimetric Array: 8 x 12 Verpackung: 100 Packungen, 100 Kartons Produkttyp: Mikrotiterplattenstreifen Volumen (metrisch) Well: 350 µl Anzahl Wells: 96 Oberflächenbehandlung: Immulon 4 HBX Wellform: Rund Anzahl pro Karton: 100 Anzahl pro Packung: 100 Plattenblockierung: None Zielmolekül: Antibodies (Glycoproteins) Wellformat: F12 Unit Size: Case of 100

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0901
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

