



Thermo Scientific Transparente Immuno Standardmodule

Artikelbilder

Beschreibung

Transparente Immuno Standardmodule Für Anwendungen, die Well-zu-Well-Reproduzierbarkeit erfordern, dienen die transparenten Immuno Standardmodule. Hergestellt für Standardausrüstung. BreakApart: No Bindungseigenschaft: Hydrophob Boden: C Format: Standard Nachweisverfahren: Colorimetric Array: 8 x 12 Verpackung: 60 Kartons Binding Type: Adsorption Produkttyp: Mikrotiterplattenstreifen Anzahl Wells: 96 Oberflächenbehandlung: PolySorp Wellform: Rund Anzahl pro Karton: 60 Anzahl pro Packung: 10 Plattenblockierung: None Menge: 60/Cs. Zielmolekül: Lipids Wellformat: C12 Unit Size: Case of 60

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0865
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	2900473717

