



Thermo Scientific Umkehrosmosekartusche

Artikelbilder

Beschreibung

Umkehrosmosekartusche Wählen Sie die erforderliche Thermo Scientific Umkehrosmose(RO)-Kassette für Ihr Thermo Scientific Barnstead Wasseraufbereitungssystem. Beschreibung: Umkehrosmosekartusche, 16 l/h Zur Verwendung mit (Geräte): Smart2Puretrade; Pro Typ: Umkehrosmosekartusche Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-5502
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

