



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific VisionMate Highspeed 2D Barcode-Lesegerät

531,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

VisionMate Highspeed 2D Barcode-Lesegerät Das Thermo Scientific VisionMate Highspeed 2D Barcode-Lesegerät decodiert 2D-barcodierte Vorratsröhrchen mit hoher Geschwindigkeit – sowohl einzeln als auch komplette Racks. Beschreibung: 1D- Reader Zubehör Menge: 1/Pk., 1/Cs. Geschwindigkeit: lt; 1 second Anschlussstyp: USB 2.0-Anschluss Datenübertragungsmethode: Tastaturkeil Unterstützte Barcodetypen: Code 128, Code 39, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 13/EAN, EAN 8, EAN-E Typ: Barcode Reader Höhe (angloamerikanisch): 5.25 in. Breite (angloamerikanisch): 2.25 in. Tiefe (angloamerikanisch): 4 in. Gewicht (angloamerikanisch): 1 lb. Zur Verwendung mit (Geräte): AB-1850 and 312800 VisionMate High Speed Barcode Reader Erforderliches Zubehör: VisionMate High Speed Barcode Reader and software Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TA-0467
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
Transporttemperatur	Raumtemperatur

