



Thermo Scientific Zubehör für Flaschen-/Röhrchenrollen

Artikelbilder

Beschreibung

Zubehör für Flaschen-/Röhrchenrollen Verwenden Sie dieses Zubehör, um das Leistungsverhalten Ihres Thermo Scientific Flaschen-/Röhrchenrollers zu optimieren. Beschreibung: O-Ring für 50 ml-Röhrchen (Packung mit 20) 23.5 x 3.55 mm 0.93 x 0.14 Zoll. Kapazität (metrisch): 50 mL Dimensions (LxWxH): 23,5 mm x 3,55 mm, 0,93 in. x 0,14 in. For Tube Size: 50 mL Zur Verwendung mit: Flasche, Röhrchenroller Typ: Ersatzteile Zur Verwendung mit (Geräte): Flaschen-/Röhrchenroller Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2776
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

