



Thermo Scientific Zubehör für Kompakt-Trockenbäder

Artikelbilder

Beschreibung

Zubehör für Kompakt-Trockenbäder Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Kompaktes Trockenbad/Heizblock Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientifictrade; Compact Dry Bath/Block Heater Beschreibung: Heat Insulator for 2 block Abmessungen (L x B x H): 107 x 143 x 80 mm (4.2 x 5.6 x 3.2 in.) Beleuchtung: LED Typ: Accessory, Heat Insulator Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2699
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

