



Thermo Scientific Zubehör für Kompakt-Trockenbäder

Artikelbilder

Beschreibung

Zubehör für Kompakt-Trockenbäder Material: Kunststoff; Zur Verwendung mit: Thermo Scientific™ kompaktes Trockenbad/Heizblock, Modell D Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientifictrade; Compact Dry Bath/Block Heater Beschreibung: Plastic Lid for Compact D models Abmessungen (L x B x H): 122 x 158 x 30 mm (4.8 x 6.2 x 1.2 in.) Beleuchtung: LED Typ: Accessory, Lid Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2702
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

